

## Tire-lait électrique double Pompage

### CALYPSO DOUBLE PLUS



### Exprimer son lait deux fois plus vite

Le tire-lait Calypso Double Plus permet d'exprimer en douceur le lait des deux seins en même temps. Une solution qui stimule la lactation et réduit la durée de la séance de tirage de moitié. Avec trois tailles différentes de tétérelle, Ardo garantit à toutes les mères un produit adapté à la forme de leur mamelon. Souple, le coussin masseur Optiflow stimule activement le sein pour rendre la séance de tirage encore

plus agréable et efficace.



## Aperçu des caractéristiques importantes

- **Très silencieux**
- Commande facile et intuitive
- Prestations de garantie exceptionnelles
- La puissance (vide) et la fréquence (cycle) d'aspiration s'ajustent indépendamment l'une de l'autre
- Satisfait aux normes d'hygiène les plus strictes grâce à la technologie "Vacuum Seal"
- Goupillon inclus
- Séance de tirage réduite de moitié, 10 – 15 minutes suffisent
- Trois tétérelles de taille différente et un coussin masseur Optiflow inclus





```
_V_("videojs13954", {"controls": true, "autoplay": false, "preload": false}).ready(function(){ var  
Playervideojs13954 = this; Playervideojs13954.volume(0.8); });
```

**Produits complémentaires:**