

La moderna pompa di aspirazione ad alte prestazioni per interventi chirurgici

ARDO Master



ARDO Master – silenziosa e potente

Massima potenza di aspirazione senza compromessi. Cosa volete di più?
Rapida generazione del vuoto e massima usabilità per la migliore sicurezza possibile? E il tutto senza il minimo rumore? Optate per ARDO Master.

[Richiedi ora un'offerta](#)

“In situazioni delicate le apparecchiature di sala operatoria devono essere assolutamente affidabili e precise. La pompa di aspirazione ARDO Master soddisfa perfettamente i nostri elevati requisiti”.

Thomas Greshacke, direz. tecnologia medica, ospedale Herz-Jesu, Münster-Hiltrup

I punti di forza

- Efficiente, 50 l/min. – il vero maestro fra le pompe di aspirazione
- Rapida, generazione del vuoto fino a 95 kPa
- Sicura, con sistema di protezione “3guard”
- Estremamente silenziosa, 43 dBA con vuoto massimo
- Manutenzione ridotta, con sistema pistone-cilindro “LowFriction”
- Lunga durata, garanzia di 5 anni
- Economica, bassi costi di esercizio
- Igienica, superficie facile da pulire
- Priva di vibrazioni, assolutamente silenziosa durante l’uso
- Versatile, per numerosi ambiti di impiego
- Disponibile anche con comando a pedale per accensione e spegnimento senza l’uso delle mani

Ambiti di impiego:

- Chirurgia
- Ortopedia
- Liposuzione
- Chirurgia dentaria e maxillo-facciale
- Medicina veterinaria
- Aspirazione generale di secreto