

La moderna pompa per vuoto per interventi chirurgici

ARDO Senator



ARDO Senator – silenziosa e potente!

Talvolta, meno è meglio! Avete bisogno di una qualità senza compromessi con una potenza di aspirazione leggermente minore? Allora ARDO Senator è la pompa che fa per voi: con 30 l/min è adatta per un ampio campo di impiego e al contempo è silenziosa e affidabile.

[Richiedi ora un'offerta](#)

“Nel mio ambulatorio dobbiamo assicurare in ogni momento sicurezza e facilità d’uso anche in situazioni frenetiche, per questo ho optato per la pompa di aspirazione ARDO Senator”.

Dr. med. Andrea-Carlo Pesarini, gastroenterologo, Monaco

I punti di forza

- Efficiente, 30 l/min – la precisa fra le pompe di aspirazione
- Rapida, generazione del vuoto fino a 95 kPa
- Sicura, con sistema di protezione “3guard”
- Estremamente silenziosa, 42 dBA con vuoto massimo
- Manutenzione ridotta, con sistema pistone-cilindro “LowFriction”
- Lunga durata, garanzia di 5 anni
- Economica, bassi costi di esercizio
- Igienica, superficie facile da pulire
- Priva di vibrazioni, assolutamente silenziosa durante l’uso
- Versatile, per numerosi ambiti di impiego
- Disponibile anche con comando a pedale per accensione e spegnimento senza l’uso delle mani

Ambiti di impiego:

- Ostetricia
- Endoscopia
- Aspirazione generale di secreto