

## Ricambi per Pumpset

### **SERVICE KIT / SERVICE KIT SINGLE**



### **Le più importanti parti di ricambio / parti soggette a usura per gli Ardo Pumpset**

Avete perso o danneggiato un componente del vostro Pumpset? Nessun problema. Questo set contiene il ricambio che vi serve.

[Acquista ora online](#)

## **L'Ardo Service Kit contiene:**

- 4 valvole a labbro (valvola in silicone bianca)
- 2 adattatori per tubi flessibili (elemento di collegamento al tiralatte)
- 2 vasi per vuoto (membrana di silicone sotto il coperchio)
- 2 tubi flessibili

## **L'Ardo Service Kit Single contiene:**

- 2 valvole a labbro (valvola in silicone bianca)
- 1 adattatore per tubo flessibile (elemento di collegamento al tiralatte)
- 1 vaso per vuoto (membrana di silicone sotto il coperchio)