


Innovative Hygiene

Antimikrobielle Anwendung



Bewährt im Kampf gegen Kreuzinfektionen

Das Einweg-Auffang-System für Ihre Absaugpumpen bietet Ihnen höchste Sicherheit und maximalen Komfort für den täglichen medizinischen Einsatz. Clevere Funktionalität und ressourcenschonende Herstellung garantieren optimales Handling auch in heiklen Situationen. Bestehend aus antimikrobiellen Mehrweg-Kanistern sowie passenden antimikrobiellen Einweg-Sekretbehältern und Schlauchset bietet das Einwegsystem Schutz gegen die Kreuzinfektion.

[Jetzt Angebot anfordern](#)

Wichtige Eigenschaften im Überblick

- 1 und 2 Liter Behältervolumen für unterschiedliche Anwendungen
- Die verwendeten Materialien sind umweltfreundlich sowie Latex-, Silikon- und PVC-frei
- Integrierter hydrophober Bakterienfilter sorgt für optimalen Schutz gegenüber Patient und - Vakuumquelle
- Antibakterielle Sekretbehälter reduzieren das Risiko einer Kreuzinfektion
- Sekretbehälter und Kanisteroberflächen mit antibakteriellem Wirkstoff (Silberionen)
- Das Einwegsystem verhindert das Wachstum von schädlichen Bakterien (MRSA, E.coli, Salmonellen, Listeria, Pseudomonas, Campylobacter)