

Il tiralatte per madri attive e che lavorano

CALYPSO-TO-GO



Il tiralatte delicato per una mobilità ottimale

Per non lasciare insoddisfatto alcun desiderio! Con il geniale tiralatte doppio Calypso e il pratico accessorio per l'allattamento, sarete attrezzate alla perfezione e sarete sempre pronte per qualsiasi spostamento grazie alla graziosa borsa per l'allattamento. Tra gli accessori si trova anche una borsa termica con elementi refrigeranti per la conservazione del latte materno.

Con le prestazioni di garanzia estese e indipendenti dalla data di acquisto, siamo l'unico produttore che si assume l'intera garanzia sul funzionamento per un tempo di estrazione medio per l'alimentazione di almeno due neonati.

[Acquista ora online](#)



Panoramica delle caratteristiche principali

- **Ciclo e vuoto possono essere sempre regolati indipendentemente, sia in modalità stimolazione, che in modalità estrazione.**
- Con borsa termica e accessori.
- Può funzionare a batterie e a elettricità.
- La impugnatura inclusa ne consente l'utilizzo anche come tiralatte manuale.
- A seconda delle dimensioni dei capezzoli sono disponibili coppe in tre diverse misure.
- Protezione e sicurezza nei confronti degli agenti patogeni e delle impurità grazie alla tecnologia "Vacuum Seal".
- Grazie al sistema a camera d'aria e alle sottili fessure in conformazione a fiore, Optiflow massaggia il seno attivamente e, insieme all'aspirazione particolarmente atraumatica di Calypso, favorisce un'estrazione efficiente e piacevole.
- Il design gradevole e compatto e il funzionamento silenzioso consentono un'estrazione discreta.





V("videojs13960", {"controls": true, "autoplay": false, "preload": false}).ready(function(){ var Playervideojs13960 = this; Playervideojs13960.volume(0.8); });

Prodotti complementari: