

## Le tire-lait pour les mères mobiles et qui travaillent

### CALYPSO-TO-GO



### Le tire-lait tout en douceur, pour une mobilité optimale

Ce tire-lait satisfait tous vos souhaits! Avec le génial tire-lait double Calypso et son attrayant sac d'allaitement, vous êtes parfaitement équipée et restez mobile à tout instant. L'accessoire contient de plus un sac isotherme avec éléments de réfrigération pour la conservation du lait maternel.


Nous proposons une garantie étendue, indépendante de la date d'achat. En tant que fabricant unique, nous assumons ainsi la responsabilité entière de la garantie d'un temps de pompage moyen nécessaire à l'alimentation d'au moins deux nourrissons.

Closed System



Vacuum Seal

Individual Phases



Ultra Silent and Gentle



Warranty Plus

Not made with BPA



## Aperçu des caractéristiques importantes

- **L'aspiration et le cycle sont réglables à chaque instant que ce soit pour le mode de stimulation ou pour le mode de pompage**
- Avec un sac isotherme et ses accessoires complémentaires
- Fonctionnement possible sur piles, ou adaptateur secteur
- Incl. poignée tire-lait manuel
- Trois tételles différentes sont disponibles pour convenir à toutes les tailles de mamelons
- Protection et sécurité vis-à-vis des microorganismes pathogènes et des contaminations, grâce à la technologie "Vacuum Seal"
- Grâce à son système de chambre à air et d'étroites ouvertures de la corolle, Optiflow assure un massage actif du sein et assure ainsi un tirage efficace et agréable, en liaison avec le comportement de succion particulièrement doux du Calypso
- Un design agréable et compact, couplé à un fonctionnement silencieux, permettent une utilisation discrète du tire-lait





```
_V_("videojs13955", {"controls": true, "autoplay": false, "preload": false}).ready(function(){ var  
Playervideojs13955 = this; Playervideojs13955.volume(0.8); });
```

**Produits complémentaires:**