

## Le tire-lait pour une utilisation professionnelle

### CARUM




### La nouvelle référence en matière de tire-laits hospitaliers

Avec le nouveau Carum, nous posons de nouvelles références et offrons ainsi un tire-lait professionnel pour cliniques qui répond aux exigences les plus hautes des mères comme à celles des personnels de clinique. De plus, le nouveau tire-lait pour cliniques offre des fonctions supplémentaires utiles et précieuses.

[Demander une offre maintenant](#)

[Télécharger brochure professionnel](#)



## Aperçu des caractéristiques importantes

- Possibilité de pompage totalement automatique sur simple pression d'un bouton
- **L'aspiration et le cycle sont réglables à chaque instant** que ce soit pour le mode de stimulation ou pour le mode de pompage
- Sécurité et hygiène maximales grâce au "Vacuum Seal"
- "Programme sensitif" pour les mamelons douloureux et enflammés
- Permutation très douce et agréable entre les modes
- Double pompage puissant grâce à la technique des deux bonnets "DualCylinder"
- Support pour deux flacons / sachet réfrigérant amovible et facile à nettoyer
- Totalement désinfectable en l'essuyant
- Grand écran couleur avec utilisation intuitive du menu

 ARDO



```
_V_("videojs1979", {"controls": true, "autoplay": false, "preload": false}).ready(function(){ var  
Playervideojs1979 = this; Playervideojs1979.volume(0.8); });
```

**Produits complémentaires:**