

CALYPSO IST TESTSIEGER

GERÄUSCHTEST ZEIGT: CALYPSO IST DIE LEISESTE MILCHPUMPE*



* Testbedingungen und detaillierte Testergebnisse
unter www.ardomedical.com/silence-test

SWISS QUALITY 

 **ARDO**
Hospital Recommended

CALYPSO IST DIE LEISESTE IM TEST

MEHR RUHE FÜR MUTTER, VATER UND KIND

Wünschen Sie sich mehr Ruhe für sich und Ihr Kind?

Ardo hat die Lösung: Die Calypso – ob Einzel- oder Doppelpumpe – ist die leiseste von allen¹ elektrischen Milchpumpen. Sie wird im Vergleich zu manch anderer marktüblicher Pumpe sogar nur als halb so laut wahrgenommen², ist aber dennoch leistungsstark.

Ruhe, die man braucht

Die Calypso ist leiser als alle anderen getesteten Pumpen – das bestätigt der Prüfbericht des ISO-zertifizierten, unabhängigen Ingenieurbüros Müller-BBM aus Planegg bei München, der sich auf einen validierten, 2014 durchgeführten Geräuschpegel-Test verschiedener elektrischer Milchpumpen bezieht. Die Gerätelautstärke zählt laut Marktuntersuchungen³ als wichtiges Merkmal einer Milchpumpe.

Das deutsche Messinstitut prüfte im Mai 2014 im Auftrag der Ardo medical AG den Schallleistungspegel der meistverbreiteten elektrischen Milchpumpen. Neben der Calypso und der Calypso Double Plus untersuchte das Institut vergleichbare Milchpumpen anderer Anbieter.

Das Ergebnis spricht für sich

Die Untersuchung des Messinstituts Müller-BBM stellt einen Geräuschvergleich der wichtigsten marktüblichen elektrischen Milchpumpen an. Bei den Messungen, die im Abpumpmodus bei jeweils maximaler Vakuumleistung erfolgten, ist die Calypso leiser als alle anderen getesteten Pumpen: Die Einzelpumpe Calypso erreicht einen Geräuschpegel von lediglich 46,0 Dezibel, die Doppelpumpe Calypso Double Plus nur 46,4 Dezibel – das entspricht in etwa der Lautstärke eines leise eingestellten Radios. Die Calypso ist in Betrieb hörbar leiser als vergleichbare Produkte – das bestätigen nun auch die Messergebnisse.

 Überzeugen Sie sich selbst mit unseren Hörproben:
www.ardomedical.com/silence-test

¹ Bezieht sich auf alle führenden vergleichbaren Milchpumpen, welche dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Messung bekannt waren.

² Das menschliche Ohr nimmt nicht alle Frequenzen wahr. Daher gehen Fachkreise davon aus, dass +10 dB eine für das menschliche Ohr wahrgenommene doppelte Lautstärke ist. Hier werden sogenannte psychoakustische Einflüsse mit berücksichtigt.

³ Breast Pumps Market, Copyright © 2013 Transparency Market Research


Leise, saugstark und dennoch angenehm sanft

Wenn eine frischgebackene Mutter regelmässig und über längere Zeit abpumpen will, ohne sich dabei in irgendeiner Form einschränken zu lassen, dann ist die Calypso Milchpumpe die überzeugende Wahl: Die Calypso ist die leiseste uns bekannte elektrische Milchpumpe. Sie schenkt mehr Ruhe für Mutter, Vater und Kind.

Getestete Milchpumpen im Vergleich


Informationen zu den validierten Testbedingungen und den detaillierten Testergebnissen unter www.ardomedical.com/silence-test

Einzelpumpen



+10 dB
doppelt so laut

Doppelpumpen



Unsere leisen Milchpumpen:

CALYPSO

ELEKTRISCHE MILCHPUMPE



CALYPSO DOUBLE PLUS

ELEKTRISCHE DOPPELMILCHPUMPE



*Happy Mothers for
Happy Babies*



Ardo medical AG

Gewerbestrasse 19
6314 Unterägeri
Schweiz

T +41 41 754 70 70
F +41 41 754 70 71
www.ardo.ch

 **ARDO**
Hospital Recommended

08.2014