

CALYPSO GRAND GAGNANT

UN TEST DE NIVEAU SONORE LE MONTRE: CALYPSO EST LE TIRE-LAIT LE PLUS SILENCIEUX*



* Conditions du test et résultats détaillés sur
notre site www.ardomedical.com/silence-test

SWISS QUALITY 

 **ARDO**
Hospital Recommended

CALYPSO EST ULTRA SILENCIEUX

UNE PLUS GRANDE SÉRÉNITÉ POUR LA MÈRE, LE PÈRE ET L'ENFANT

Vous souhaitez une plus grande sérénité pour votre enfant et vous-même?

Ardo a la solution: Calypso – en version simple ou double – est le plus silencieux parmi tous¹ les tire-lait électriques testés. Il est même perçu comme deux fois plus silencieux² que certains appareils couramment utilisés, tout en étant très performant.


Un calme bienvenu

Le tire-lait Calypso est le plus silencieux des appareils testés, comme le certifie le rapport de test établi par le bureau d'études indépendant Müller-BBM de Planegg près de Munich, certifié ISO. Ce rapport est basé sur un essai comparatif de niveau sonore à la méthode validée, réalisé en 2014 sur différents tire-lait électriques. Selon les études de marché³, le niveau sonore fait partie des critères déterminants pour le choix d'un tire-lait.

A la demande d'Ardo medical AG, l'institut de mesure allemand a testé en mai 2014 le niveau de puissance acoustique des principaux tire-lait électriques disponibles sur le marché. Outre Calypso et Calypso Double Plus, l'institut a étudié des modèles comparables d'autres fabricants.

Les résultats parlent d'eux-mêmes

L'étude de l'institut Müller-BBM portait sur la comparaison du niveau sonore des principaux tire-lait électriques disponibles sur le marché. Lors des mesures, effectuées en mode de tirage à la puissance d'aspiration maximale, Calypso s'est révélé plus silencieux que tous les autres appareils testés: le tire-lait simple Calypso atteint un niveau sonore de 46,0 décibels seulement et le double tire-lait Calypso Double Plus de 46,4 décibels, ce qui correspond à une radio écoutée à faible volume. Calypso offre un fonctionnement sensiblement plus silencieux que les produits comparables, comme le confirment les résultats de ces mesures.

 Venez vous en convaincre par vous-même grâce à nos extraits audio:
www.ardomedical.com/silence-test

¹ Etude basée sur l'ensemble des principaux tire-lait comparables disponibles sur le marché et connus de l'entreprise au moment des mesures.

² L'oreille humaine ne perçoit pas toutes les fréquences. C'est pourquoi les spécialistes estiment qu'une hausse de 10 dB est perçue comme un doublement du volume par l'oreille humaine. Il est tenu compte également de facteurs psychoacoustiques.

³ Breast Pumps Market, Copyright © 2013 Transparency Market Research


Silencieux, performant et doux

Lorsqu'une jeune mère souhaite tirer son lait régulièrement et pour une période assez longue sans restriction aucune, le tire-lait Calypso est le choix qui s'impose: Calypso est le tire-lait électrique le plus silencieux que nous connaissions. Il apporte une plus grande sérénité à la mère, au père et à l'enfant.


Résultats des essais comparatifs réalisés sur les tire-lait

Retrouvez toutes les informations sur les conditions de test validées et les résultats détaillés du test sur notre site à l'adresse www.ardomedical.com/silence-test

Tire-lait simples



Doubles tire-lait



Nos tire-lait silencieux:

CALYPSO

TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE



CALYPSO DOUBLE PLUS

TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE DOUBLE POMPAGE



*Happy Mothers for
Happy Babies*



Ardo medical AG

Gewerbestrasse 19

6314 Unterägeri

Suisse

T +41 41 754 70 70

F +41 41 754 70 71

www.ardomedical.com

 **ARDO**
Hospital Recommended

08.2014