

Kit pour la transformation du tire-lait manuel Ardo Amaryll en Ardo Pumpset

PUMPSETKIT



Rapidement transformable en Pumpset Ardo

Avec ce kit, vous transformerez votre tire-lait manuel Amaryll Ardo de manière bon marché et simplement en un Pumpset Ardo pour nos tire-laits électriques.



Aperçu des caractéristiques importantes

- Couvercle complet avec récipient d'aspiration
- Tuyau silicone et adaptateur de tuyau inclus pour raccordement au tire-lait Ardo
- À échanger facilement contre toute la poignée de l'Amaryll Ardo
- Utilisable également en tant que couvercle de remplacement pour le Pumpset Ardo