Niedervakuum-Pumpe

Senator low vacuum









Sie wünschen einen zuverlässigen Partner mit niedrigem Vakuum und einer reduzierten Saugleistung für anspruchsvolle Eingriffe? Lernen Sie den Ardo Senator low vacuum schätzen. Testen Sie ihn!

Seine Stärken

- Sensibel 15 l/min die Taktvolle unter den Saugpumpen
- Schnell Vakuumaufbau bis 100 mbar
- Sicher mit "3guard" Schutzsystem
- Flüsterleise 37 dBA bei maximalem Vakuum
- Wartungsarm mit "LowFriction" Kolben-Zylindersystem
- Hygienisch einfach zu reinigende Oberflächenstruktur
- Vibrationsarm absolut ruhig während der Anwendung

Fachgebiete:

- Neurochirurgie
- Pleura Drainage
- Sekretabsaugung allgemein