

Ersatzteile für Pumpset

SERVICE KIT / SERVICE KIT SINGLE



Die wichtigsten Ersatz- / Verschleisssteile für Ardo Pumpsets

Sie haben einen Teil Ihres Ardo Pumpsets verloren oder beschädigt? Kein Problem. Dieses Set hält das passende Ersatzteil für Sie bereit.

[Jetzt online kaufen](#)

Das Service Kit enthält:

- 4 Lippenventile (weißes Silikonventil)
- 2 Schlauchadapter (Anschlußstück an die Milchpumpe)
- 2 Vakuumtöpfe (Silikontopf unter dem Deckel)
- 2 Schläuche

Das Service Kit Single enthält:

- 2 Lippenventile (weißes Silikonventil)
- 1 Schlauchadapter (Anschlußstück an die Milchpumpe)
- 1 Vakuumtopf (Silikontopf unter dem Deckel)