Ersatzteile für Pumpset

SERVICE KIT / SERVICE KIT SINGLE



Die wichtigsten Ersatz-/Verschleissteile für Ardo Pumpsets

Sie haben einen Teil Ihres Ardo Pumpsets verloren oder beschädigt? Kein Problem. Dieses Set hält das passende Ersatzteil für Sie bereit.

Jetzt online kaufen



Das Service Kit enthält:

- 4 Lippenventile (weißes Silikonventil)
- 2 Schlauchadapter (Anschlußstück an die Milchpumpe)
- 2 Vakuumtöpfe (Silikontopf unter dem Deckel)
- 2 Schläuche

Das Service Kit Single enthält:

- 2 Lippenventile (weißes Silikonventil)
- 1 Schlauchadapter (Anschlußstück an die Milchpumpe)
- 1 Vakuumtopf (Silikontopf unter dem Deckel)