

Pièces de rechange pour Pumpset

SERVICE KIT / SERVICE KIT SINGLE



Les pièces de rechange importantes pour le Pumpset Ardo

Vous avez perdu ou endommagé une pièce de votre Pumpset? Pas de problème. Ce set possède la pièce de rechange qu'il vous faut.

Le Service Kit contient:

- 4 valves (valves en silicone blanches)
- 2 adaptateurs de tubulure (pièce de raccordement à la pompe en silicone)
- 2 pots à vide (récipient en silicone sous le couvercle)
- 2 tubulures

Le Service Kit Single contient:

- 2 valves (valves en silicone blanches)
- 1 adaptateur de tubulure (pièce de raccordement à la pompe en silicone)
- 1 pot à vide (récipient en silicone sous le couvercle)