

Umwandlungsset von der Amaryll in das Ardo Pumpset

PUMPSETKIT



Verwandlungskünstler zum Ardo Pumpset

Mit diesem Kit wandeln Sie Ihre Ardo Amaryll Handmilchpumpe kostengünstig und einfach in ein Ardo Pumpset für unsere elektrischen Milchpumpen um.

[Jetzt online kaufen](#)



Wichtige Eigenschaften im Überblick

- Kompletter Deckel mit Vakuumtopf
- Inklusive Silikonschlauch und Schlauchadapter zum Anschluss an Ardo Milchpumpen
- Einfach gegen den kompletten Handgriff der Ardo Amaryll tauschen
- Auch als Ersatzdeckel für Ardo Pumpsets einsetzbar