Per impieghi a depressione ridotta

ARDO Senator low vacuum







ARDO Senator low vacuum – piccola, ma potente!

Desiderate un apparecchio affidabile a depressione e potenza di aspirazione ridotte per interventi difficili? Imparate ad apprezzare ARDO Senator low vacuum. Provatela!

Richiedi ora un'offerta

I punti di forza

- Sensibile, 15 l/min, la delicata fra le pompe di aspirazione
- Rapida, generazione del vuoto fino a 100 mbar
- Sicura, con sistema di protezione “3guard”
- Estremamente silenziosa, 37 dBA con vuoto massimo
- Manutenzione ridotta, con sistema pistone-cilindro “LowFriction”
- Igienica, superficie facile da pulire
- Priva di vibrazioni, assolutamente silenziosa durante l’uso

Ambiti di impiego:

- Neurochirurgia
- Drenaggio pleurico
- Aspirazione generale di secreto